

Destivit 2000



The fresher company.

Entschäumer für Lösemittel

1-Destivit 2000-D/ 27.06.2014

Destivit 2000 ist ein hochwirksames konzentriertes Additiv zur Verhinderung der Schaumbildung während der Destillation für die Anwendung in Perchlorethylen und KWL.

Destivit 2000 unterdrückt und beseitigt durch seine besondere, oberflächenaktive Eigenschaft die Schaumbildung in der Destillierblase und verhindert somit ein Überkochen des verschmutzten Lösemittels.

ANWENDUNG:

Destivit 2000 wird direkt der Destillierblase am Anfang der Destillation zugegeben.

Wenn mehrere Destillationen ohne Säuberung der Destillierblase vorgenommen werden, kann bei den folgenden Destillationen bei starker Schaumneigung ein Nachsatz erfolgen.

Die empfohlene Dosiermenge beträgt:

30 – 50 ml / 100 l Lösemittel

und


30 ml / 100 l Lösemittel als Nachsatz

ACHTUNG:

Eine Überdosierung kann zu einer vermehrten Schaumbildung führen.

LAGERBEDINGUNGEN UND MAXIMALE LAGERZEIT: siehe Sicherheitsdatenblatt

TEXTILE



DAS PRODUKT IST FÜR DIE GEWERBLICHE ANWENDUNG BESTIMMT.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.