

Novaclin Super P



The fresher company.

Kationischer Reinigungsverstärker mit Avivage

1-Novaclin Super P-D/ 27.06.2014

Novaclin Super P ergibt einen angenehmen, vollen, weichen Griff und die Ware bleibt während der Reinigungsbehandlung und Trocknung weitgehend knitterfrei.

Auf bunter Ware werden sehr klare Farben erhalten. Durch die Verbesserung des Glätteffekts mit Dampf-Finish-Geräten wird die Qualität und Leistung der Bügelei gesteigert.

Durch den Einsatz spezieller Appreturzusätze in **Novaclin Super P** eignet sich dieser Reinigungsverstärker hervorragend für die Bearbeitung hochwertiger Businessbekleidung.

Neuartige Antistatika verhindern zuverlässig elektrostatische Aufladung und Flusenbildung auf dem Textilgut während der Trocknung.

DOSIEREMPFEHLUNG:

1-Bad Verfahren	2-Bad Verfahren	
	1. Bad	2. Bad
5 – 7 ml/kg	Reinigungsaktivator verwenden	3– 7 ml/kg



Die Dosierungen beziehen sich grundsätzlich auf die Beladekapazität der Maschine.

ÖKOLOGIE:

Novaclin Super P erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr.648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

LAGERBEDINGUNGEN UND MAXIMALE LAGERZEIT: siehe Sicherheitsdatenblatt

TEXTILE



DAS PRODUKT IST FÜR DIE GEWERBLICHE ANWENDUNG BESTIMMT.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.